

紫外可視分光光度計

# UV-1900i Plus

導入から運用まで生産性を高める  
多彩な機能

## 早期導入、すぐに運用開始

据付時のセットアップをお客様自身で実施でき、届いたその日から分析を開始できます。



島津製作所



お客様サイト



装置が届いたその日から  
分析が可能

## 業務時間の有効活用

装置の終了／起動時刻をスケジュール。業務開始前に装置の起動、初期化、暖機、性能確認が自動で完了するため、業務時間を最大限分析に充てることができます。



## 初めての操作でも正しい分析が可能です

画面の流れに沿って分析を行います。測定前のオートゼロやベースライン補正を忘れないようメッセージを表示しますので、分析に不慣れでも正しい手順で分析を進めることができます。

条件設定

付属装置

標準試料

検量線

未知試料


詳しい  
製品情報はこちら



## 実験プロセスの短縮


化学光量計を必要としないため、実験プロセスを大幅に短縮できます。

6時間程度 + 1時間程度 + 5時間程度 = 合計12時間程度



## 正確な光子数の計測

新型LED照射光源の採用で、長時間にわたる安定した測定を実現します。



光反応評価装置 PQY™-01

# Lightway



詳しい  
製品情報はこちら

