

顕微鏡用冷却加熱ステージ

プログラマー 1台で $-190^{\circ}\text{C} \sim 1500^{\circ}\text{C}$ の温度範囲をカバーできます。

昇降温速度も $0.01 \sim 200^{\circ}\text{C}/\text{min}$ の間で自在に温度コントロールを実現。

試料室を大気中・不活性ガス雰囲気はもちろん、真空対応の製品もあります。

冷却加熱に加えて、延伸やせん断ができる製品も取り揃えています。

『光学顕微鏡以外の用途でお使いですか？』

ラマン顕微鏡、赤外顕微鏡や光干渉、小角散乱、垂直設置に対応できる製品もあります。

抜群の温度安定性と操作性のリンクカム顕微鏡用冷却加熱ステージをご体験ください。



$-190^{\circ}\text{C} \sim 600^{\circ}\text{C}$



冷却加熱ステージ

10002L

昇降温速度： $0.01 \sim 150^{\circ}\text{C}/\text{min}$
試料サイズ： $\phi 16\text{mm} \times t 1.5\text{mm}$

$-100^{\circ}\text{C} \sim 420^{\circ}\text{C}$




大型試料冷却加熱ステージ

10083L

昇降温速度： $0.01 \sim 30^{\circ}\text{C}/\text{min}$
試料サイズ： $42 \times 53 \times t 3\text{mm}$

$-100^{\circ}\text{C} \sim 350^{\circ}\text{C}$



延伸ステージ

10073L

ロードセル：200N
試料サイズ： $7 \times 26 \times t 2\text{mm}$

室温 $\sim 1500^{\circ}\text{C}$



加熱ステージ

10016

昇降温速度： $1 \sim 200^{\circ}\text{C}/\text{min}$
試料サイズ： $\phi 5\text{mm} \times t 1\text{mm}$

