

カンタウルス キューワイ
Quantaurus-QY
Plus

拡張型 絶対PL量子収率測定装置 C13534-01、-02

**オプションの追加による容易な機能拡張を実現。
従来困難であった領域での絶対量子収率測定が可能に！**

①

機能拡張

1650 nmまでの
近赤外測定

②

機能拡張

1%以下の
低量子収率評価

③

機能拡張

アップコンバージョン
量子収率測定



Quantaurus-QY Plus (拡張型 絶対PL量子収率測定装置 C13534-01、-02) は、フォトルミネッセンス法を用いて発光量子収率の絶対値を瞬時に測定する装置です。計測波長域により、C13534-01(300nm~950nm)とC13534-02(400 nm~1100 nm)の2タイプを用意しています。

また、容易な機能拡張を特長とし、オプションの追加により1650 nmまでの近赤外領域測定、高感度測定(低量子収率の評価)、アップコンバージョン発光測定などに対応します。

浜松ホトニクス株式会社

www.hamamatsu.com

- 仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-2-1(青葉通プラザ 11階)
- 筑波営業所 〒305-0817 つくば市研究学園5-12-10(研究学園スクエアビル7階)
- 東京営業所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21(虎ノ門33森ビル5階)
- 中部営業所 〒430-8587 浜松市中区砂山町325-6(日本生命浜松駅前ビル)
- 大阪営業所 〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13(大阪国際ビル10階)
- 西日本営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-13-6(いちご博多イーストビル5階)

- TEL (022)267-0121 FAX (022)267-0135
- TEL (029)848-5080 FAX (029)855-1135
- TEL (03)3436-0491 FAX (03)3433-6997
- TEL (053)459-1112 FAX (053)459-1114
- TEL (06)6271-0441 FAX (06)6271-0450
- TEL (092)482-0390 FAX (092)482-0550

”詳細情報は、Webから”

Quantaurus-QY Plus

検索

最新カタログをPDFデータで掲載しています。
ぜひ、アクセス・ダウンロードしてください。