

new

# 光化学実験装置

## UV 波長の選択

光源は主波長 365nm  
と 254nm の 2 種類か  
ら選べます。

## セパレートタイプ

ガラスの反応槽は上  
下に分離できるので  
扱いやすいです。

## 挿入口は 4 箇所

他の器具と組わせて  
ご使用頂くこともで  
きます。

## 装置仕様

型 式	VG1500-3
反 応 容 器	セパレート式 容量 約 1500mL
水冷ジャケット	普通石英 JW-2Q 耐熱性強化ガラス JW-2G
光 源 部	高圧ランプ HL400BH-8 低圧ランプ UVL20PH-6
電 源 部	高圧用電源 HB400P-1 / 低圧用電源 UVB-20C

水冷ジャケット、光源部、電源部は必要な波長に合わせてお選び下さい。

## セパレートタイプ



**SEN** SEN LIGHTS CORPORATION  
セン特殊光源株式会社

〒561-0891 大阪府豊中市走井 1-5-23

TEL: 06-6845-5111 / FAX: 06-6857-3468

問い合わせ: [sen@senlights.co.jp](mailto:sen@senlights.co.jp)

検 索: <http://senlights.co.jp/>